

TRACTION DES POIGNETS OCTOSTOP[®]

INSTRUCTIONS

BUT

Cet appareil est destiné à abaisser les épaules, afin de dégager C-7 en profil, en appliquant une traction sur les poignets vers le bas. Utilisable avec ou sans le filtre compensateur "LINGOT".

POSITION

Le malade et l'appareil peuvent être installés horizontalement ou verticalement.

FIXATION AUX POIGNETS

Ouvrir les ganses à l'extrémité des courroies, et les placer autour de chaque poignet **de manière à ce que la coulisse soit du côté palmaire**. Ceci réduit considérablement la compression des artères. Les veines sont cependant comprimées.

ATTENTION A LA CIRCULATION

Il ne faut pas compromettre trop longtemps la circulation. Il est recommandé d'appliquer la traction de façon intermittente et de courte durée.

TRACTION ORDINAIRE

En tirant vers le bas sur la courroie appropriée, une traction est appliquée sur les extrémités supérieures, et elle est maintenue là automatiquement. La traction est soulagée en pressant sur la palette à ressort de la boucle. S'assurer qu'il n'y a pas de traumatisme ni de fracture des membres supérieurs.

TRACTION AVEC TIGE ET BANC DE BICYCLE (couché seulement)

S'il y a un traumatisme important (fracture?) des membres inférieurs, la traction ne peut pas être appliquée à partir des pieds. Si nécessaire, et **avec permission médicale**, installer le banc de bicyclette contre la fourche (sur le périnée, le pubis, les ischions). On doit s'assurer qu'il n'y a pas de fracture importante du bassin ni de la colonne, ni aucune autre contre-indication. Voir l' **AVIS IMPORTANT** ci-bas.

AVIS IMPORTANT

Ne doit être utilisé que par un personnel compétent et sous la surveillance et la responsabilité directes d'un médecin. En appliquant une traction, il faut prendre des précautions particulières dans les situations suivantes, présentes ou possibles: les fractures du bassin, de la colonne, des membres supérieurs ou inférieurs; les traumatismes urogénitaux ou abdominaux; et toute autre condition contre-indiquée.

La compagnie OCTOSTOP[®] Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences ou toute situation directe ou indirecte associée à ses produits ou à leur emploi.